



ResMed

AirFit™ F20






AirTouch™ F20

Full face mask





Brugermanual



Tilpasning







Justering






Fjernelse





Adskillelse



Samling



Rengøring af lufthullet



DANSK

Tak, fordi du har valgt AirFit™ F20/AirTouch™ F20. Disse masker er identiske bortset fra den udskiftelige AirFit F20-silikonepude og AirTouch F20-skumpude. Dette giver to valgmuligheder for din maske afhængigt af din foretrukne komfort, stabilitet og tæthed.

Dette dokument indeholder brugsinstruktioner til:

- AirFit™ F20/AirFit™ F20 for Her
- AirTouch™ F20/AirTouch™ F20 for Her

Disse masker omtales samlet set som F20 i denne vejledning. Disse masker er muligvis ikke tilgængelige i alle lande.

Brug af denne vejledning

Hele vejledningen bør læses igennem før brug. Henvi til billederne forrest i vejledningen, når anvisningerne følges.

Tilsløget anvendelse

F20 er et ikke-invasivt tilbehør, som anvendes til at kanalisere luftstrømmen (med eller uden supplerende ilt) til en patient fra et apparat, der giver positivt luftvejstryk (PAP) som f.eks. et CPAP-apparat (kontinuerligt positivt luftvejstryk) eller et bilevel-system.

F20 er:

- beregnet til patienter, der vejer over 30 kg, som har fået ordineret positivt luftvejstryk.
- beregnet til genanvendelse til en enkelt patient i hjemmet og til genanvendelse til flere patienter i et hospitals- og institutionsmiljø.

AirTouch F20-pude

Puden er beregnet til genanvendelse til en enkelt patient i hjemmet og i et hospitals-/institutionsmiljø, og det anbefales, at den udskiftes én gang om måneden.

ADVARSEL

Der bruges magneter på de nederste hovedbåndsstropper og på rammen til F20. Sørg for at hovedbåndet og rammen holdes mindst 50 mm væk fra ethvert aktivt medicinsk implantat (fx pacemaker eller defibrillator) for at undgå mulige påvirkninger fra lokale magnetiske felter. Magnetfeltets styrke er mindre end 400 mT.

Kontraindikationer

Brug af masker med magnetiske dele er kontraindiceret hos patienter med følgende præeksisterende tilstande:

- en metalclips til hæmostase implanteret i hovedet på grund af en aneurisme
- metalsplinter i et øje eller begge efter en penetrerende øjenskade.

GENERELLE ADVARSLER

- Brugere, der ikke er i stand til selv at fjerne masken, må kun bruge den under opsyn af kvalificeret personale. Det er muligt, at masken ikke egner sig til patienter, der er disponeret for aspiration.
- Masken skal være påmonteret det viste vinkelstykke (der indeholder ventil- og ventileringsaggregatet) for at garantere sikker og brugsrigtig anvendelse, medmindre andet er angivet. Anvend ikke masken, hvis ventilen eller ventileringsaggregatet mangler eller er beskadiget.
- Vinkelstykket, ventilen og udluftningsdelen har specifikke sikkerhedsfunktioner. Masken må ikke bruges, hvis ventilen er beskadiget, da sikkerhedsfunktionen så ikke virker. Vinkelstykket bør udskiftes, hvis det er beskadiget, skævt eller revnet. Udluftningshullerne og ventilen skal holdes fri.
- Masken bør kun anvendes med CPAP- eller bilevel-apparater, anbefalet af en læge eller respirationsterapeut.
- Undgå at slutte fleksible PVC-produkter (f.eks. PVC-slanger) direkte til nogen del af masken. Flexibel PVC indeholder bestanddele, der kan beskadige maskematerialerne og bevirke, at komponenterne revner eller går i stykker.
- Masken bør ikke bruges, medmindre der er tændt for apparatet. Efter tilpasning af masken bør det sikres, at apparatet blæser luft. Forklaring: CPAP- og bilevel apparatet er beregnet til brug med specielle masker (eller studse), som har udluftning, så der konstant strømmer luft ud af masken. Når der er tændt for apparatet, og det fungerer, som det skal, skyller ny luft fra apparatet den udåndede luft ud gennem maskens huller. Når der slukkes for apparatet, åbner maskeventilen ud mod atmosfæren, og gør det muligt at indånde frisk luft. Man kan dog genindånde en større mængde udåndingsluft, når apparatet er slået fra. Dette gælder for de fleste typer CPAP- og bilevel apparater til brug med hele ansigtsmasker.
- Følg alle forholdsregler ved anvendelse af supplerende ilt.
- Der skal slukkes for ilttilførslen, når CPAP- eller bilevel-apparatet ikke er i drift, således at ubrugt ilt ikke akkumuleres i CPAP- eller bilevel-apparatet og skaber risiko for brand.
- Ilt nærer forbrænding. Når der anvendes ilt, må der hverken ryges eller være åben ild i nærheden. Der må kun bruges ilt i velventilerede rum.

- Ved tilførsel af en fast mængde supplerende ilt varierer den inhalerede iltkoncentration afhængigt af trykindstillinger, patientens vejrtrækningsmønster, masken, anvendelsesstedet og lækagegraden. Denne advarsel gælder for de fleste typer CPAP-apparater eller bilevel-apparater (apparater med to niveauer).
- De tekniske specifikationer for masken er angivet, så behandleren kan kontrollere, at masken er kompatibel med CPAP- eller bilevel-apparatet. Hvis udstyret anvendes uden for specifikationerne eller sammen med inkompatible apparater, er der mulighed for, at masken ikke slutter tæt og ikke er så behagelig at have på, at optimal behandling ikke kan opnås, og at lækage eller variation i lækagegraden har en negativ indflydelse på CPAP- eller bilevel-apparatets funktion.
- Afbryd brugen af masken, hvis der er NOGEN SOM HELST bivirkning ved at bruge den, og søg hjælp hos lægen eller søvnterapeuten.
- Brug af en maske kan medføre ømhed i tænder, gummer og kæbe og forværre eksisterende tandproblemer. Kontakt lægen eller tandlægen, hvis der opstår symptomer.
- F20-serien af CPAP-helmasker er ikke beregnet til anvendelse sammen med forstøvermedikamenter i luftvejen til masken/slange.
- Som med alle masker kan en vis genindånding forekomme ved lave CPAP-tryk.
- Der henvises til oplysninger om indstillinger og drift i vejledningen til CPAP- eller bilevel-apparatet.
- Fjern al emballage, før masken tages i brug.

Brug af masken

Når masken bruges sammen med ResMed CPAP- eller bilevel-apparater, der har maskeindstillingsmuligheder, henvises der til afsnittet Tekniske specifikationer i denne brugervejledning for korrekt indstilling.

For en fuldstændig liste over apparater, der er kompatible med denne maske, se listen på www.resmed.com/downloads/masks. Kontakt din ResMed-repræsentant, hvis du ikke har adgang til Internettet.

Brug en standard konisk tilslutning hvis trykaflæsninger og/eller supplerende ilt er nødvendigt.

Tilpasning

1. Vrid og træk begge magnetiske clips væk fra rammen.
2. Sørg for, at ResMed-logoet på hovedbåndet vender udad og er lodret. Åbn begge de nederste hovedbåndsstropper; hold masken mod ansigtet med fast hånd, og træk hovedbåndet over hovedet.
3. Anbring de nederste stropper under ørerne, og sæt de magnetiske clips fast på rammen.
4. Frigør clipsene på de øverste hovedbåndsstropper. Træk stropperne ensartet indtil masken sidder stabilt som vist på illustrationen. Sæt clipsene fast igen.
5. Frigør clipsene på de nederste hovedbåndsstropper. Træk stropperne ensartet indtil masken er stabil og sidder bekvemt på hagen. Sæt clipsene fast igen.
6. Forbind apparatets luftslange til vinkelstykket. Gør vinkelstykket fast til masken ved at trykke på sideknapperne og skubbe vinkelstykket ind i masken indtil det klikker på plads i begge sider.
7. Masken og hovedbåndet skal sidde som vist på illustrationen.

Justering (AirFit F20)

Hvis det er nødvendigt kan maskens stilling justeres en smule, så den sidder bedst muligt. Sørg for at puden ikke bliver krøllet og at hovedbåndet ikke snoes.

1. Tænd for apparatet så det blæser luft.

Tips til justering:

- ✓ Når lufttrykket tilsluttes, skal du trække masken væk fra dit ansigt, så puden kan puste sig op, og derefter sætte den tilbage på ansigtet.
- ✓ For at fjerne eventuelle utætheder i maskens øverste del skal de øverste hovedbåndsstropper justeres. For den nederste del skal de nederste hovedbåndsstropper justeres.
- ✓ Justér kun nok til at sikre en komfortabel tæthed. Stram ikke for hårdt, da det kan medføre ubehag.

Justering (AirTouch F20)

Hvis det er nødvendigt kan maskens stilling justeres en smule, så den sidder bedst muligt. Sørg for at hovedbåndet ikke er snoet.

1. Tænd for apparatet så det blæser luft.

Tips til justering:

- ✓ For at fjerne eventuelle utætheder i maskens øverste del skal de øverste hovedbåndsstropper justeres. For den nederste del skal de nederste hovedbåndsstropper justeres.
- ✓ Justér nok til at sikre en komfortabel tæthed.

Fjernelse

1. Vrid og træk begge magnetiske clips væk fra rammen.
2. Træk masken væk fra ansigtet og tilbage over dit hovede.

Adskillelse

Hvis masken er tilsluttet til dit apparat, skal enhedens luftslange frakobles fra vinkelstykket.

1. Frigør clipsene på de øverste hovedbåndsstropper. Træk stropperne ud af rammen.
Gode råd: Hold de magnetiske clips fastgjort til de nederste hovedbåndsstropper, så det er nemt at kende forskel på de øverste og nederste stropper under genmontering.
2. Tag vinkelstykket af masken ved at trykke på sideknapperne og trække vinkelstykket væk.
3. Hold siden af rammen mellem de øverste og nederste arme. Træk forsigtigt puden væk fra rammen.

Samling

1. Fastgør puden til rammen ved at justere de cirkulære åbninger og skubbe sammen, indtil de fastholdes.
2. Med ResMed-logoet på hovedbåndet vendt udad og lodret stikkes de øverste hovedbåndsstropper ind i rammens riller indefra. Fold dem over for at fastgøre den.

Rengøring af masken i hjemmet (AirFit F20)

Vask masken og hovedbåndet i hånden ved forsigtig gnidning i varmt vand (ca. 30 °C) med mild sæbe. Skyl alle delene grundigt under rindende vand, og lad dem lufttørre uden for direkte sollys.



ADVARSEL

- Som en del af en god hygiejne skal du altid følge rengøringsvejledningen og bruge et mildt rengøringsmiddel. Nogle rengøringsmidler kan beskadige masken, dens dele og deres funktion eller efterlade skadelige restdampe, der kan inhaleres, hvis der ikke skylles grundigt.
- Rengør masken og dens dele regelmæssigt for at opretholde kvaliteten af masken og for at forhindre bakterievækst, som kan påvirke dit helbred negativt.

FORSIGTIG

Synlige kriterier for inspektion af produktet: Hvis der er nogen synlig form for skade på en komponent (revner, misfarvning, rifter osv.), skal komponenten kasseres og udskiftes med en ny.

Daglig/efter hver brug:

1. Adskil masken som anvist i adskillelsesanvisningerne.
2. Skyl rammen, vinkelstykket og puden under rindende vand. Rengør med en blød børste, indtil snavset er fjernet.
3. Læg delene i blød i varmt vand med mild, flydende sæbe i op til ti minutter.
4. Ryst delene i vandet.
5. Børst de bevægelige dele på vinkelstykket og omkring udluftningshullerne.
6. Børst de områder på rammen, hvor armene er forbundet, samt på indersiden og ydersiden af rammen, hvor vinkelstykket er forbundet.
7. Skyl delene under rindende vand.
8. Lad delene lufttørre uden for direkte sollys. Sørg for at klemme rammens arme sammen for at sikre, at overskydende vand fjernes.

Hver uge:

1. Skil masken ad. Magneterne må gerne blive siddende på hovedbåndet under rengøring.
2. Vask hovedbåndet i hånden i varmt vand med mild, flydende sæbe.
3. Skyl hovedbåndet under rindende vand. Inspicer for at sikre, at hovedbåndet er rent og frit for sæbe. Vask og skyl igen, hvis det er nødvendigt.
4. Klem hovedbåndet sammen for at fjerne overskydende vand.
5. Lad hovedbåndet lufttørre uden for direkte sollys.

Rengøring af masken i hjemmet (AirTouch F20)

Håndvask vinkelstykket, rammen og hovedbåndet (ikke puden) ved forsigtig gnidning i varmt vand (ca. 30 °C) med mildt rengøringsmiddel. Skyl dem under rindende vand, og lad dem tørre på et sted, hvor de ikke udsættes for direkte sollys.

Om nødvendigt skal puden aftørres med CPAP-servietter eller tilsvarende, hvorefter den skal tørre. Det anbefales at udskifte puden én gang om måneden.

ADVARSEL

- Som en del af god hygiejnepraksis skal rengøringsinstruktionerne altid følges (benyt mildt flydende rengøringsmiddel til anbefalede komponenter, og aftør evt. puden med CPAP-servietter eller tilsvarende. Nogle rengøringsmidler kan beskadige masken, dens dele og deres funktion, eller efterlade skadelige restdampe, der kan inhaleres, hvis der ikke skylles grundigt.

- Rengør masken og dens dele regelmæssigt for at opretholde kvaliteten af masken og for at forhindre bakterievækst, som kan påvirke dit helbred negativt.



FORSIGTIG

- Synlige kriterier for produktinspektion: Hvis der er nogen synlig form for skade på en komponent (revner, misfarvning, rifter osv.), skal komponenten kasseres og udskiftes med en ny.
- Pudens må ikke nedsænkes i væske, da det kan beskadige pudens og påvirke maskens præstation.
- Pudens skal kasseres, hvis den har været nedsænket i væske eller er meget snavset.

Daglig/efter hver brug:

1. Adskil masken som anvist i adskillelsesanvisningerne.
2. Aftør evt. pudens med en CPAP-serviet eller tilsvarende, og lad den derefter tørre. Vigtigt – lad ikke pudens blive våd.
3. Skyl ramme og vinkelstykket under rindende vand. Rengør med en blød børste, indtil alt snavs er væk.
4. Læg delene i blød i varmt vand med mild, flydende sæbe i op til ti minutter.
5. Ryst delene i vandet.
6. Børst de bevægelige dele på vinkelstykket og omkring udluftningshullerne.
7. Børst de områder på rammen, hvor armene er forbundet, samt på indersiden og ydersiden af rammen, hvor vinkelstykket er forbundet.
8. Skyl delene under rindende vand.
9. Lad delene lufttørre uden for direkte sollys. Sørg for at klemme rammens arme sammen for at sikre, at overskydende vand fjernes.

Hver uge:

1. Skil masken ad. Magneterne må gerne blive siddende på hovedbåndet under rengøring.
2. Vask hovedbåndet i hånden i varmt vand med mild, flydende sæbe.
3. Skyl hovedbåndet under rindende vand. Inspicer for at sikre, at hovedbåndet er rent og frit for sæbe. Vask og skyl igen, hvis det er nødvendigt.
4. Klem hovedbåndet sammen for at fjerne overskydende vand.
5. Lad hovedbåndet lufttørre uden for direkte sollys.

Hver måned:

Udskift pudens ved at følge de relevante trin i afmonterings-/ monteringsvejledningen.

Behandling af masken mellem hver patient

Behandl masken mellem hver patient. Anvisning i rengøring, desinfektion og sterilisering står på www.resmed.com/downloads/masks. Kontakt din ResMed-repræsentant, hvis du ikke har adgang til Internettet.

Fejlfinding (AirFit F20)


Problem/mulig årsag	Løsning
Masken er ikke komfortabel. Hovedbåndstropperne er for stramme. Masken kan have forkert størrelse.	Pudemembranen er beregnet til udspiling op mod ansigtet for at give en komfortabel tæthed med lav hovedbåndsspænding. Juster stropperne lige meget. Sørg for, at hovedbåndstropperne ikke er for stramme, og at puden ikke får folder. Tal med behandleren om at få din ansigtsstørrelse kontrolleret ifølge tilpasningsskabelonen til F20. Bemærk, at størrelsen ikke altid er ens for forskellige masker.
Masken støjer for meget. Vinkelstykke monteret forkert eller maskesystem samlet forkert.	Tag vinkelstykket af masken og sæt det dernæst i som anvist i vejledningen. Kontroller, at masken er samlet korrekt ifølge anvisningerne.
Ventilationsåbningen er snavset.	Anvend en blød børste til rengøring af lufthullerne.
Masken er utæt rundt om ansigtet. Pudens membran er krøllet. Masken er forkert placeret eller justeret. Masken kan have forkert størrelse.	Sæt masken på igen ifølge instruktionerne. Sørg for, at puden sidder rigtigt på ansigtet, inden du trækker hovedbåndet over hovedet. Undgå at lade masken glide ned over ansigtet under tilpasningen, da det kan medføre, at puden krøller. Tal med behandleren om at få din ansigtsstørrelse kontrolleret ifølge tilpasningsskabelonen. Bemærk, at størrelsen ikke altid er ens for forskellige masker.

Fejlfinding (AirTouch F20)

Problem/mulig årsag	Løsning
Masken er ikke komfortabel. Hovedbåndstropperne er for stramme.	Juster stropperne lige meget. Sørg for, at hovedbåndstropperne ikke er spændt for stramt.
Masken kan have forkert størrelse.	Tal med behandleren om at få din ansigtsstørrelse kontrolleret ifølge
Masken støjer for meget. Vinkelstykket er ikke sat rigtigt i.	tilpasningsskabelonen til F20. Bemærk, at størrelsen ikke altid er ens for forskellige masker.
Ventilationsåbningen er snavset.	Tag vinkelstykket af masken og sæt det dernæst i som anvist i vejledningen. Anvend en blød børste til rengøring af
Masken er utæt rundt om ansigtet. Hovedbåndstropperne er for løse.	lutthullerne. Stram stropperne ensartet indtil masken sidder behageligt tæt.
Puden er ikke placeret korrekt.	Sæt masken tilbage på ansigtet. Hvis lækage fortsætter, skal enheden slukkes. Juster puden, og tænd derefter enheden igen.
Puden er nær enden af sin levetid.	Puden er konstrueret til at blive udskiftet på månedlig basis. Pudens ydeevne nedsættes muligvis, når den nærmer sig afslutningen af sin levetid.
Masken kan have forkert størrelse.	Hovedstropperne skal justeres, og hvis problemet fortsætter, skal puden udskiftes. Tal med behandleren om at få din ansigtsstørrelse kontrolleret ifølge tilpasningsskabelonen. Bemærk, at størrelsen ikke altid er ens for forskellige masker.

Tekniske specifikationer

Kurve over trykflow Masken har passiv ventilation for at beskytte mod genindånding. Flowhastigheden via ventilationsåbningerne kan variere pga.



Tryk (cm H ₂ O)	Flow (l/min.)
3	19
10	37
16	48
24	60
30	69
40	82

	AirFit F20	AirTouch F20
Dødrum: Den tomme volumen op til enden af drejestudsden. Maskens dødrum varierer afhængigt af pudestørrelsen.	240 ml (stor)	281 ml (stor)
Behandlingstryk	3 til 40 cm H ₂ O	3 til 40 cm H ₂ O
Modstand med Anti Asphyxia Valve (AAV) lukket til atmosfæren: Fald i målt tryk (nominelt) ved 50 l/min.	0,2 cm H ₂ O	0,2 cm H ₂ O
ved 100 l/min.	0,6 cm H ₂ O	0,6 cm H ₂ O
Modstand med Anti Asphyxia Valve (AAV) åben til atmosfæren		
Inspiration ved 50 l/min.:	0,6 cm H ₂ O	0,6 cm H ₂ O
Eksspiration ved 50 l/min.:	0,7 cm H ₂ O	0,7 cm H ₂ O
Anti Asphyxia Valve (AAV) åben-til-atmosfære tryk	≤3 cm H ₂ O	≤3 cm H ₂ O
Anti Asphyxia Valve (AAV) lukket-til-atmosfæren tryk	≤3 cm H ₂ O	≤3 cm H ₂ O

Lyd: ANGIVNE TOCIFREDE VÆRDIER FOR STØJ i overensstemmelse med ISO 4871. Det A-vægtede lydeffektniveau og det A-vægtede lydtryksniveau for masken i en afstand af 1 m med usikkerhed på 3 dBA vises

Strømniveau	30 dBA	30 dBA
Trykniveau	23 dBA	23 dBA

Miljøforhold Driftstemperatur: 5°C til 40°C
 Driftsfugtighed: 15 % til 95 % ikke-kondenserende
 Temperatur under opbevaring og transport: -20°C til +60°C
 Luftfugtighed under opbevaring og transport: op til 95 % ikke-kondenserende

Udvendige mål Færdigmonteret maske med vinkelstykke (uden hovedbånd) 154 mm (H) x 159 mm (B) x 147 mm (D)

Den Internationale Kommission for Beskyttelse mod Ikke-ioniserende Stråling (ICNIRP)	De magneter, der benyttes i denne maske, er i overensstemmelse med ICNIRP-retningslinjerne for generel offentlig anvendelse.
Levetid	Levetiden for F20-maskesystemet afhænger af hvor intensiv brugen er, vedligeholdelse og de omgivelsesbetingelser, som masken anvendes under. Da dette maskesystem og dets dele er modulære, anbefales det at brugeren vedligeholder og efterser det på regelmæssig basis, og udskifter maskesystemet eller enhver del af det, hvis det anses for nødvendigt eller i henhold til kriterier for visuel inspektion af maske i afsnittet "Rengøring af masken i hjemmet" i denne vejledning. Der henvises til afsnittet "Maskens dele" i denne vejledning angående hvordan reservedele bestilles.
Maskens indstillingsmuligheder	Til AirSense, AirCurve eller S9: Vælg "Fuldt ansigt" (Full Face). Til andre apparater: Vælg "MIR FULL" (hvis den er tilgængelig), ellers skal der vælges "FULL FACE" som maskeindstilling.



Device Setting
Full Face

Noter:

- Dette produkt indeholder ikke PVC eller ftalater som f.eks. DEHP, DBP eller BBP.
- Dette produkt er ikke lavet af naturgummilatex.
- Producenten forbeholder sig ret til at ændre disse specifikationer uden varsel.

Opbevaring


















Sørg for, at masken er helt ren og tør, før den opbevares i længere tid. Opbevar masken på et tørt sted, hvor den ikke udsættes for direkte sollys.

Bortskaffelse

Denne maske indeholder ingen farlige stoffer og kan bortskaffes med husholdningsaffaldet.

Symboler

Følgende symboler kan forekomme på produktet eller pakningen:

	Katalognummer		Partikode
	Fugtighedsgrænser		Temperaturgrænser
	Forsigtig håndtering		Ikke lavet af naturgummilætex
	Producent		Autoriseret repræsentant i EU
	Må ikke udsættes for regn		Denne side op
	Hel ansigtsmaske		Enhedsindstilling - Helmaske
	Størrelse - lille		Størrelse - medium
	Størrelse - stor		
	Angiver en advarsel eller forsigtighedsregel og gør opmærksom på risiko for skader eller beskriver særlige foranstaltninger til sikker og effektiv brug af udstyret		
	Forsigtig, se de medfølgende dokumenter.		

Forbrugergaranti

ResMed anerkender alle forbrugerrettigheder iht. EU-direktiv 1999/44/EF og de respektive nationale love i EU ang. produkter, der sælges i EU.

Maskedele

		AirFit F20 / AirTouch F20	AirFit F20 / AirTouch F20 for Her
A	Albue	63476	63476
1	Ventil (AAV)		
2	Lufthul		
3	Sideknapper		
4	Drejestuds		
B	Ramme	63465	63466
C	AirFit F20 - Cushion Pude	63467 (S) 63468 (M) 63469 (L)	63467 (S) 63468 (M) 63469 (L)
	AirTouch F20 - Cushion Pude	63028 (S) 63029 (M) 63030 (L)	63028 (S) 63029 (M) 63030 (L)
D	Hovedbånd	63470 (S) 63471 (Std) 63472 (L)	63473 (Std)
5	Magnetiske clips		
6	Nederste hovedbåndsstropper		
7	Øverste hovedbåndsstropper		
A+B+C	AirFit F20 - Rammesystem	63460 (S) 63461 (M) 63462 (L)	63463 (S) 63464 (M)
	AirTouch F20 - Rammesystem	63021 (S) 63022 (M) 63023 (L)	63463 (S) 63464 (M)

	AirFit F20 / AirTouch F20	AirFit F20 / AirTouch F20 for Her
A+B+C+D		
AirFit F20 - Komplet maske	63410 (S) 63411 (M) 63412 (L)	63413 (S) 63414 (M)
AirTouch F20 - Komplet maske	63039 (S) 63040 (M) 63041 (L)	63042 (S) 63043 (M)

S: Small


M: Medium

L: Large

Std: Standard



AirFit™ F20
AirTouch™ F20



ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur
Drive Bella Vista NSW
2153 Australia

Distributed by
ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego
CA 92123 USA **EC|REP** ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park
Abingdon Oxfordshire OX14 4RW UK

See ResMed.com for other ResMed locations worldwide. AirFit, AirTouch, AirSense and AirCurve are trademarks and/or registered trademarks of the ResMed family of companies. For patent and other intellectual property information, see ResMed.com/ip.

© 2017 ResMed Ltd. 638093/1 2017-01



ResMed.com

