



ResMed

AirFit™ N20

Nasal mask



User guide






English | Svenska

Suomi | Dansk



Norsk | Eesti

Русский



Fitting / Tillpassning / Sovittaminen / Tilpassing /
Tilpasning / Paigaldamine / Установка маски






Adjustment / Justering / Säätäminen / Justering /
Justering / Kohendamine / Регулировка





Removal / Borttagning / Pois ottaminen / Fjernelse /
Fjerning / Eemaldamine / Снятие маски








Disassembly / Demontering / Purkaminen / Adskillelse /
Demontering / Osadeks lahtivõtmine / Разборка



Reassembly / Montering / Kokoaminen / Samling /
Montering / Uuesti kokkupanek / Повторная сборка



Cleaning your mask at home / Rengöra masken hemma /
Maskin puhdistaminen kotikäytössä / Rengøring af masken
i hjemmet / Rengjøring av masken hjemme / Maski
puhastamine kodus / Очистка маски в домашних условиях



AirFit™ N20

Nenämaski

Kiitos, kun olet valinnut käyttöösi AirFit N20 -maskin. Tässä on käyttöohjeet AirFit N20 - ja AirFit N20 for Her -maskeille, joista käytetään tässä käyttöohjeessa yhteisnimitystä AirFit N20.

Tämän käyttöohjeen käyttö

Lue koko käyttöohje ennen kuin alat käyttää maskia. Katso ohjeita lukiessasi käyttöohjeen alussa olevia kuvia.

Käyttötarkoitus

AirFit N20 ohjaa ilmavirtauksen noninvasiivisesti potilaalle hengitysteiden ylipainehoitoa (PAP) antavalta laitteelta, kuten jatkuvaa ylipainehoitoa antavalta CPAP- tai kaksoispainelaitteelta.

AirFit N20 on tarkoitettu:

- yli 30 kg painavien potilaiden käyttöön, jolle on määrätty ylipainehoitoa
- saman potilaan toistuvaan käyttöön kotioloissa ja useamman potilaan toistuvaan käyttöön sairaalassa/hoitolaitoksessa.



VAROITUS

AirFit N20 -maskin pääremmien alahihnoissa ja rungossa käytetään magneetteja. Varmista, että pääremmit ja runko pysyvät vähintään 50 mm:n etäisyydellä aktiivisista implanteista (esim. sydämen-tahdistin tai defibrillaattori) paikallisten magneettikenttien vaikutusten välttämiseksi. Magneettikentän voimakkuus on alle 400 mT.

Vasta-aiheet

Magneettisia osia sisältävien maskien käyttö on vasta-aiheista potilailla, joilla on ennestään jokin seuraavista sairauksista:

- aneurysman korjaamiseen tarkoitettu pään sisään implantoitu metallinen hemostaattinen klipsi
- toiseen tai molempiin silmiin on tunkeutunut metallisiruja silmävamman seurauksena.

YLEISET VAROITUKSET

- Ilma-aukot on pidettävä puhtaina.
- Maskia tulee käyttää vain yhdessä lääkärin tai hoitohenkilökunnan suosittelemien CPAP- tai kaksoispainelaitteiden kanssa.
- Maskia saa käyttää vain, kun laite on päällä. Kun maski on laitettu kasvoille, on varmistettava, että laite puhaltaa ilmaa. Selitys: CPAP- ja kaksoispainelaitteiden kanssa on tarkoitus käyttää erikoismaskeja (tai -liittimiä), joissa olevien ilma-aukkojen kautta ilma pääsee virtaamaan jatkuvasti ulos maskista. Kun laite on päällä ja toimii oikein, laitteesta tuleva ilma saa uloshengitetyn ilman virtaamaan pois maskin ilma-aukkojen kautta. Jos laite ei ole päällä, maskin kautta tulee liian vähän raikasta ilmaa, ja potilas saattaa hengittää uudelleen uloshengitysilmaa. Jos potilas hengittää uloshengitettyä ilmaa uudelleen muutamaa minuuttia kauemmin, hän voi joissain tapauksissa tukehtua. Tämä koskee useimpia CPAP- tai kaksoispainelaitemalleja.
- Noudata kaikkia varotoimia, kun käytät lisähapetta.
- Hapen virtaus on laitettava pois päältä, kun CPAP- tai kaksoispainelaite ei ole käynnissä, jotta virtaavaa happea ei pääsisi kertymään laitteen kotelon sisään eikä aiheutuisi tulipalon vaaraa.
- Happi edesauttaa palamista. Happea ei saa käyttää tupakoitaessa tai avotulen läheisyydessä. Käytä lisähapetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
- Kiinteällä lisähapen virtausnopeudella sisäänhengitysilman happipitoisuus vaihtelee paineasetuksista, potilaan hengitystavasta, valitusta maskista, happiliitintäkohdasta ja ilmavuodon määrästä riippuen. Tämä varoitus pätee useimpiin CPAP- tai kaksoispainelaitteisiin.

- Maskin tekniset tiedot ovat lääkäriä varten, jotta hän voi tarkistaa, että ne ovat yhteensopivat käytettävän CPAP- tai kaksoispainelaitteen kanssa. Jos maskia käytetään ohjeista poikkeavalla tavalla tai muiden kuin yhteensopivien laitteiden kanssa, maskin tiiviys ja mukavuus voivat kärsiä, hoito ei ole parasta mahdollista ja ilmapuoto tai sen määrän vaihtelut voivat vaikuttaa CPAP- tai kaksoispainelaitteen toimintaan.
- Lopeta tämän maskin käyttö, jos sen käyttämisestä aiheutuu MIKÄ TAHANSA haitallinen reaktio, ja ota yhteyttä sinua hoitavaan lääkäriin tai hoitohenkilökuntaan.
- Maskin käytöstä voi aiheutua kipua hampaisiin, ikeniin tai leukaan tai se voi pahentaa hampaistossa jo ilmeneviä ongelmia. Mikäli oireita esiintyy, kysy neuvoa lääkäriltä tai hammaslääkäriltä.
- Tätä maskia, kuten kaikkia maskeja käytettäessä voidaan joutua hengittämään jonkin verran uloshengitysilmaa alhaisilla CPAP-paineilla.
- Katso asetuksia ja käyttöä koskevat tiedot CPAP- tai kaksoispainelaitteen käyttöohjeesta.
- Poista kaikki pakkausmateriaali ennen kuin alat käyttää maskia.
- Maskia on käytettävä pätevässä valvonnassa, jos käyttäjä ei pysty itse ottamaan maskia pois kasvoiltaan.
- Tätä maskia ei saa käyttää potilailla, joiden laryngaaliset refleksit ovat heikentyneet tai joilla on muita sairaudentiloja, joissa on aspiraation vaara röyhtäilyn tai oksentamisen seurauksena.
- Vältä liittämästä taipuisasta PVC-muovista valmistettuja osia (esim. PVC-letku) suoraan maskin mihinkään osaan. Taipuisa PVC-muovi sisältää aineosia, jotka voivat olla haitallisia maskin materiaaleille ja voivat saada aikaan osien rikkoutumista tai murtumista.
- Maskissa on turvallisuustoimintona poistoilma-aukko, joka mahdollistaa normaalin hengittämisen. Maskia ei saa käyttää, jos tämä turvallisuustoiminto on vahingoittunut tai se puuttuu.

Maskin käyttö

Kun käytät maskia ResMedin CPAP- tai kaksoispainelaitteen kanssa, jossa on maskinvalintatoiminto, katso oikea asetus tämän käyttöohjeen Tekniset tiedot -kohdasta.

Täydellisen luettelon tämän maskin kanssa yhteensopivista laitteista näet Maskien/laitteiden vastaavuus -kohdasta osoitteesta www.resmed.com/downloads/masks. Jos käytössäsi ei ole Internet-yhteyttä, ota yhteys paikalliseen ResMed-edustajaan.

Sovittaminen

1. Purista ja vedä kumpaakin magneettikiinnikettä rungosta pois päin.
2. Katso, että pääremmien molemmat alahihnat ovat auki. Pidä maskia kasvojesi vasten ja vedä pääremmit pään yli.

Pääremmien tarkistus:

Varmista, että pääremmeissä oleva ResMed-logo on ulospäin ja pystyssä, kun olet vetänyt pääremmit pääsi yli.

3. Vedä pääremmien alemmat hihnat korviesi alapuolelta ja kiinnitä magneettikiinnike maskin runkoon.
4. Avaa pääremmien ylähihnojen tarrakiinnikkeet. Säädä hihnoja tasaisesti, kunnes maski istuu mukavasti juuri nenän päällä. Kiinnitä tarrakiinnikkeet takaisin.
5. Avaa pääremmien alahihnojen tarrakiinnikkeet. Säädä hihnoja tasaisesti, kunnes maski istuu tukevasti. Kiinnitä tarrakiinnikkeet takaisin.
6. Liitä laitteen ilmaletku lyhyeen letkuosaan. Kiinnitä kulmakappale maskiin painamalla sivupainikkeita ja työntämällä kulmakappale maskiin, varmistaen että se napsahtaa sisään kummallakin puolella.
7. Maskin ja pääremmien pitäisi nyt olla kuvan mukaisesti.

Säätäminen

Säädä tarvittaessa hieman maskia mukavimman asennon saavuttamiseksi. Varmista, että pehmike ei jää ryppyyn ja että pääremmit eivät ole kierteellä.

1. Käynnistä laite niin, että se puhaltaa ilmaa.

Säätövinkkejä:

- ✓ Korjaa mahdolliset vuodot maskin yläosassa säätämällä pääremmien ylähihnoja. Säädä alaosan vuodon korjaamiseksi pääremmien alahihnoja. Säädä vain sen verran, että maski istuu mukavasti ja tiiviisti.
- ✓ Ylähihnojen säätö on olennaisinta maskin tiiviyyden ja mukavuuden kannalta.
- ✓ Älä ylikiristä alahihnoja, koska niiden päätarkoituksena on pitää pehmike paikallaan.

Pois ottaminen

1. Purista ja vedä kumpaakin magneettikiinnikettä rungosta pois päin.
2. Vedä maski pois kasvoiltasi ja takaa pääsi yli.

Maskin purkaminen

Jos maski on liitetty laitteeseen, irrota laitteen ilmaletku lyhyestä letkuosasta.

1. Avaa pääremmien ylähihnojen tarrakiinnikkeet. Vedä hihnat irti maskin rungosta.
Vihje: Pidä magneettikiinnikkeet kiinnitettyinä pääremmien alempiin hihnoihin, jotta sinun on helppo erottaa toisistaan ylempät ja alemmat hihnat, kun kokoat maskin.
2. Irrota kulmakappale maskista painamalla sivupainikkeita ja vetämällä kulmakappale irti.
3. Pidä rungosta kiinni asettamalla peukalosi sivuloven yläpuolelle. Vedä pehmike eroon rungosta.

Maskin kokoaminen

1. Työnnä pehmike runkoon. Rungon muodon ansiosta pehmike voidaan työntää paikalleen vain yhdessä asennossa.

2. Katso, että ResMed-logo on ulospäin ja pystyssä. Pujota sitten pääremmien ylähihnat sisäpuolelta rungossa oleviin koloihin. Kiinnitä hihnat taittamalla ne kiinni.

Maskin puhdistaminen kotikäytössä

Jotta maski toimisi parhaalla tavalla, on tärkeää noudattaa seuraavia ohjeita.

VAROITUS

- Hyvään hygieniakäytäntöön kuuluu aina puhdistusohjeiden noudattaminen ja miedon nestemäisen puhdistusaineen käyttö. Jotkut puhdistustuotteet voivat vaurioittaa maskia, sen osia ja niiden toimintaa, tai sellaisista voi jäädä jäljelle haitallisia höyryjä, jotka voivat joutua hengitysilmaan, jos osia ei huuhdota kunnolla.
- Ylläpidä maskin laatua ja estä terveyttäsi uhkaavien mikrobin kertyminen puhdistamalla maski ja sen osat säännöllisesti.

HUOMIO

Jos laitteiston osissa näkyy selviä vaurioita (halkeamia, säröjä, murtumia tms.), rikkiäinen osa on poistettava käytöstä ja korvattava uudella.

Päivittäin/jokaisen käyttökerran jälkeen:

Pura maski osiin purkamisohjeiden mukaisesti ennen kuin alat puhdistaa sitä.

1. Liota ja heiluttele pehmikettä, monireikäistä kulmakappaletta ja lyhyttä letkuosaa haaleassa vedessä (noin 30 °C), jossa on mietoa pesuainetta, enintään 10 minuuttia.
2. Puhdista osat pehmeällä harjalla, ja puhdista erityisen tarkasti monireikäisen kulmakappaleen pienet ilmareiät.
3. Huuhtelee osat huolellisesti haalealla juomavedeksi sopivalla vesijohtovedellä.
4. Tarkista jokainen osa ja varmista, että ne näyttävät puhtailta ja ettei niissä ole pesuainejäämiä. Toista pesu tarvittaessa.
5. Anna osien kuivua suoralta auringonvalolta suojattuina ennen kuin kokoat ne.

Kerran viikossa:

Magneettikiinnikkeet voidaan jättää paikalleen pesuun.

1. Liota ja heiluttele maskista irrotettuja pääremmejä ja runkoa haaleassa vedessä (noin 30 °C), jossa on mietoa pesuainetta, enintään 10 minuuttia.
2. Huuho osat puristelemalla niitä haaleassa juomavedeksi sopivassa vesijohtovedessä, kunnes niissä ei ole enää pesuainejäämiä.
3. Purista osista pois ylimääräinen vesi.
4. Anna osien kuivua suoralta auringonvalolta suojattuina ennen kuin kokoat ne.

Maskin käsittely toista potilasta varten

Desinfioi tämä maski ennen kuin se annetaan seuraavan potilaan käyttöön. Puhdistus-, desinfiointi- ja sterilointiohjeita on saatavissa osoitteessa www.resmed.com/downloads/masks. Jos käytössäsi ei ole Internet-yhteyttä, ota yhteys paikalliseen ResMed-edustajaan.


Vianmääritys

| Ongelma/mahdollinen syy | Toimenpide |
|--|---|
| Maskista lähtee liikaa melua. | |
| Ilma-aukko on likainen. | Puhdista ilma-aukko ohjeiden mukaisesti. |
| Maski on koottu väärin. | Pura maski osiin ja kokoa se uudelleen ohjeiden mukaisesti. |
| Maskista vuotaa ilmaa. | Sovita maski uudelleen tai asettele se paremmin. Säädä pääremmien hihnoja saadaksesi maskin lähemmäksi kasvojasi ja saadaksesi maskin istumaan tiiviimmin. Tarkista, että maski on koottu oikein. |
| Maskista vuotaa ilmaa kasvojen ympäriltä. | |
| Maskia ei ole asetettu kasvoille oikein. | Tarkasta, että maskin kokomerkki on alaspäin pehmikkeen alapuolella, vasten nenäsi alaosaa. |

| Ongelma/mahdollinen syy | Toimenpide |
|--|--|
| Maski on ehkä säädetty väärin. | Vedä maski pois kasvoiltasi ja asettele se uudelleen varmistaen, että maskin alakulmat peittävät nenäsi kokonaan. Säädä tarvittaessa pääremmien hihnoja saadaksesi maskin oikeaan kohtaan. |
| Pehmike voi olla likainen. Pehmikkeen kalvo on rypyssä tai taittunut. | Puhdista pehmike ohjeiden mukaisesti. Ota maski pois ja säädä se sopivaksi ohjeiden mukaisesti. Varmista, että pehmike tulee oikeaan kohtaan nenäsi päälle ennen kuin vedät pääremmit pään yli. Älä vedä maskia kasvoja pitkin alas, kun säädät maskia sopivaksi, koska pehmike voi silloin taittua tai jäädä kasaan. |
| Maskia ei ole kiristetty oikein. | Varmista, ettei pääremmien hihnoja ole kiristetty liikaa tai liian vähän. Huomaat ehkä, ettei tätä maskia tarvitse kiristää yhtä paljon kuin muita nenämaskeja. Tarkista, etteivät pääremmit ole kiertyneet. |
| Maski voi olla väärän kokoinen. | Mainitse asiasta lääkärillesi. |
| Maski ei istu kunnolla. | |
| Maski on koottu väärin. | Pura maski osiin ja kokoa se uudelleen ohjeiden mukaisesti. |
| Maski voi olla väärän kokoinen. | Mainitse asiasta lääkärillesi. |

Tekniset tiedot

Paine/ilmavirtauskäyrä Maskissa on passiivinen tuuletus (ilma-aukko) estämässä uloshengitysilman uudelleenhengittämistä. Ilma-aukon virtausarvot voivat vaihdella valmistuspoikkeamien johdosta.



| Paine (cm H ₂ O) | Virtaus (l/min) |
|-----------------------------|-----------------|
| 4 | 20 |
| 7 | 27 |
| 11 | 35 |
| 14 | 40 |
| 17 | 44 |
| 20 | 49 |
| 24 | 54 |
| 27 | 58 |
| 30 | 61 |

| | |
|--|---|
| Kuollutta tilaa koskevat tiedot | Maskin kuollut tila on fyysisesti tyhjä tila pyörivän liittimen päähän saakka. Suuria pehmikeitä käytettäessä kuollut tila on 90,0 ml. |
| Hoitopaine | 4–30 cm H ₂ O |
| Virtausvastus | Mitattu paineenlasku (nimellinen) virtausnopeudella 50 l/min: 0,4 cm H ₂ O virtausnopeudella 100 l/min: 1,3 cm H ₂ O |
| Ympäristöolosuhteet | Käyttölämpötila: 5–40 °C Käyttökosteus: 15–95 %, ei kondensoituva Säilytys- ja kuljetuslämpötila: -20–+60 °C Ilmankosteus säilytyksen ja kuljetuksen aikana: enintään 95 %, ei kondensoituva |
| Ääni | ILMOITETUT KAHDEN ARVON MELUPÄÄSTÖARVOT ISO 4871 -standardin mukaisesti. Maskin A-painotettu äänentehotaso on 26 dBA (epävarmuudella 3 dBA). Maskin A-painotettu äänenpainetaso 1 metrin etäisyydellä on 18 dBA (epävarmuudella 3 dBA). |
| Ulkomitat | 339 mm (K) x 291 mm (L) x 162 mm (S) Maski täysin koottuna, lyhyellä letkuosalla ja pyörivällä liittimellä, ilman pääremmejä |

| | |
|---|--|
| International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) | Tässä maskissa käytetyt magneetit ovat yleisessä käytössä ionisoimatonta säteilyä koskevien ICNIRP-määritysten rajoissa. |
| Käyttöikä | AirFit N20 -maskin käyttöikä riippuu käytön määrästä, maskin kunnossapidosta ja ympäristöstä, jossa maskia käytetään tai säilytetään. Maski ja sen osat koostuvat moduuleista ja siksi on suositeltavaa, että käyttäjä huoltaa maskia ja tarkastaa sen säännöllisesti sekä vaihtaa maskin tai sen osia tarvittaessa tai tämän käyttöohjeen kohdassa 'Maskin puhdistaminen kotikäytössä' olevien 'tuotteen tarkastamista koskevien visuaalisten kriteerien' mukaisesti. Maskin varaosien tilaamista koskevat ohjeet käyvät ilmi tämän käyttöohjeen 'Maskin osat' -kohdasta. |
| Maskin asetusvaihtoehdot | AirSense, AirCurve tai S9: Valitse "Sierain". Muille laitteille: Valitse maskivalinnaksi "SWIFT" (jos se on valittavissa), muussa tapauksessa "MIRAGE". |
|  | |
| Device Setting Pillows | |

Huomautuksia:

- Tämän tuotteen valmistuksessa ei ole käytetty PVC-muovia tai DEHP-, DBP- tai BBP-ftalaaatteja.
- Tämän tuotteen valmistuksessa ei ole käytetty luonnonkumia (lateksia).
- Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tietoja ilman ennakoilmoitusta.

Säilytys

Varmista, että maski on täysin puhdas ja kuiva ennen kuin pistät sen säilytykseen pidemmäksi aikaa. Säilytä maskia kuivassa paikassa suojattuna suoralta auringonvalolta.

Hävittäminen

Tämä maski ei sisällä mitään vaarallisia valmistusaineita ja se voidaan hävittää tavallisen talousjätteen tapaan.

Symbolit

Tuotteessa tai sen pakkauksessa voi esiintyä seuraavia symboleja:

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Tuotenumero |  | Eränumero |
|  | Ilmankosteusrajoitus |  | Lämpötilarajoitus |
|  | Helposti särkyvää, käsiteltävä varoen |  | Tuotetta ei ole valmistettu luonnonkumista (lateksista) |
|  | Valmistaja |  | Valtuutettu edustaja Euroopan unionin alueella |
|  | Suojattava sateelta |  | Tämä puoli ylöspäin |
|  | Nenämaski |  | Laitteasetus - Sierain |
|  | Koko - S (pieni) |  | Koko - M (keskikokoinen) |
|  | Koko - L (suuri) | | |
|  | Ilmaisee varoitusta tai huomioitavaa seikkaa ja varoittaa vammautumisen mahdollisuudesta tai ilmaisee erityistoimenpiteet laitteen turvallista ja tehokasta käyttöä varten | | |
|  | Huomio, perehdy mukana tulleisiin ohjeisiin | | |

Kuluttajatakuu

ResMed ilmoittaa noudattavansa kaikkia Euroopan unionin alueella myytäviä tuotteita koskevia EU-direktiivin 1999/44/EY nojalla tunnustettuja kuluttajasuojaa koskevia oikeuksia ja Euroopan unionin jäsenmaiden vastaavia kansallisia lakeja.

Mask Components / Maskkomponenter / Maskin osat
 / Maskedele / Maskens komponenter / Maski osad /
 Компоненты маски

| | | AirFit N20 | AirFit N20 for Her |
|----------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A | Elbow and short tube / Knärör med kort slang / Kulmakappale ja lyhyt letku / Vinkelstykke og kort slange / Kneledd og kort slange / Torupölv ja lühike voolik / Угловой патрубок и короткая трубка | 63565 | 63565 |
| 1 | Elbow / Knärör / Kulmakappale / Vinkelstykke / Kneledd / Torupölv / Угловой патрубок | | |
| 2 | Side buttons / Sidoknappar / Sivupainikkeet / Sideknapper / Sideknapper / Nupud / Боковые кнопки | | |
| 3 | Vent / Ventilöppning / Ilma-aukko / Lufthul / Ventileringssåpning / Õhuava / Вентиляционное отверстие | | |
| 4 | Short tube / Kort slang / Lyhyt letku / Kort slange / Kort slange / Lühike voolik / Короткая трубка | | |
| 5 | Swivel / Svängbar koppling / Pyörivä liitin / Drejestuds / Svivel / Pöörel / Поворотный соединитель | | |
| B | Frame / MaskramRunko / Ramme / Ramme / Raam / Каркас | 63566 | 63567 |
| C | Cushion / Mjukdel / Pehmike / Pude / Pute / Pehmendus / Уплотнитель | 63550 (S) 63551 (M) 63552 (L) | 63550 (S) 63551 (M) 63552 (L) |

| | | AirFit N20 | AirFit N20 for Her |
|--------------|---|---------------------------------------|-----------------------|
| D | Headgear / Huvudband / Pääremmit / Hovedbånd / Hodestropper / Pearihm / Головной фиксатор | 63560 (S) 63561 (Std) 63562 (L) | 63558 |
| 6 | Magnetic clips (2 pack) / Magnetspänne (2-pack) / Magneettikiinnikkeet (2 paketti) / Magnetiske clips (2 stk.) / Magnetklemmer (2-pakning) / Magnetklöpsud (2 pakendis) / Магнитные зажимы (2 штуки в упаковке) | 63564 | 63564 |
| 7 | Lower headgear straps / Nedre huvudbandsremmar / Pääremmien alahihnät / Nederste hovedbåndsstropper / Nedre hodestropper / Pearihma alumised rihtmäd / Нижние ремешки головного фиксатора | | |
| 8 | Upper headgear straps / Övre huvudbandsremmar / Pääremmien ylähihnät / Øverste hovedbåndsstropper / Øvre hodestropper / Pearihma ülemised rihtmäd / Верхние ремешки головного фиксатора | | |
| A+B+C | Frame system / Maskramssystem / Maskin koko runko / Rammesystem / Rammesystem / Raami komplekt / Система каркаса | 63553 (S) 63555 (M) 63556 (L) | 63554 (S) |

| | AirFit N20 | AirFit N20 for Her |
|---|------------------------|-----------------------|
| A+B+C+D | | |
| Complete system / Komplet system / Maski täydellisenä / Komplet maske / Fullstendig system / Maski komplekt / Полная система | 63514 (M) 63515 (L) | 63513 (S) |

S: Small / Small / Pieni / Small / Small / Väike / Маленький

M: Medium / Medium / Keskikokoinen / Medium / Medium / Keskmine /
Средний


L: Large / Large / Suuri / Large / Large / Suur / Большой

Std: Standard / Vakio / Standard / Standard / Standard / Стандартный



ResMed

AirFit™ N20



ResMed Ltd

1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153
Australia

Distributed by

ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA
EC REP ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon
Oxfordshire OX14 4RW UK

See ResMed.com for other ResMed locations worldwide. AirFit, AirSense and AirCurve are trademarks of the ResMed family of companies. For patent and other intellectual property information, see ResMed.com/ip. © 2016 ResMed Ltd. 638079/1 2016-08



ResMed.com



638079