

3 ASKELTA CPAP-MUKAVUUTEEN!

1. VALITSE PUOLI

Voit valita viileän ja hyvin ventiloitun memory-vaahtomuovin tai pehmeän, plyysisen fiberfill-kuidun tarpeesi mukaan.



Plyysinen
Fiberfill-kuitu



Viileä verkko ja ventiloitu
memory-vaahtomuovi

2. VALITSE KORKEUS

Valittavana 4 korkeutta. Voit lisätä tai poistaa 2 cm paksuisen vaahtomuovisen keskikerroksen ja säätää tyynyn korkeuden itsellesi sopivaksi!



3. KÄYTÄ LETKUIHNNAA

Estä painovoimaa vetämstä letkua ja siirtämstä maskiasi kiinnittämällä siihen sisäänrakennettu 45 cm letkuhigna. Kiinnität vain hihnan pään letkuun haluumallesi korkeudelle.



Letkuhignan ansiosta letku
liikkuu mukana

3-5 PÄIVÄN SOPEUTUMINEN

Uusi tyyny parantaa ryhtiäsi ja mukavuuttasi unen aikana! Tyyny mukautuu sinulle sopivaksi ja samalla sinä sopeudut uudistettuun nukkumisasentoosi 3-5 päivässä.

Tämä tuote on valmistettu uusista materiaaleista, ja sillä on uusille tuotteille ominainen tuoksu, aivan kuten uudella autolla. Voit tuulettua tuoksun pois tyynystä ottamalla sen ulos pakkauksestaan 3-5 päiväksi. Poistaaksesi "uutuuden tuoksun" tyynystä kokonaan, voit myös pestä päällisen. Noudata pesuohjelman neuvoja.

Arvostamme asiakkuuttasi ja toivotamme sinulle menestyksekkästä CPAP-hoitoa! Jos voimme olla avuksi muulla tavalla, ota meihin yhteyttä sähköpostilla info@resmed.fi tai käy sivustollamme osoitteessa www.cpapmax.com.